


im Taschenformat.



Ihr Fachhändler:

analytik jena AG Analytik Jena AG, Niederlassung Eisfeld
Coburger Straße 72, D-98673 Eisfeld
optical solutions **Hotline: (03686) 371-115**, Fax: (03686) 322037
E-mail: info@docter-germany.com
www.docter-germany.com



Die hellste Freude!



DOCTER®

aspherilux

DOCTER® COMPACT-STRAHLER Präzises Scheinwerferlicht



Brillante Abbildung durch

die asphärische Projektionslinse:

- Hohe Lichtleistung auf scharf begrenzter Fläche.
- Gleichmäßige, schattenfreie Ausleuchtung.
- Weißes Halogenlicht.
- 3 Stunden Leuchtdauer.*

Technische Daten:

	DOCTER aspherilux mini 100	DOCTER aspherilux midi 125	DOCTER aspherilux midi 125 SPEZIAL
Glühlampe	Halogenreflektorlampe 4 V/0,5 A	Halogenlampe 5,2 V/0,5 A	Halogenreflektorlampe 5,2 V/0,5 A
Spannungsquelle	3 Alkali-Mangan-Zellen (Mignon, IEC-LR6) 3 Ni-Akkus, (Typ. B6)	4 Alkali-Mangan-Zellen (Mignon, IEC-LR6) 4 Ni-Akkus (Typ. B6)	Ni-Akkupack 4,8 V
Lichttechn. Daten:			
Beleuchtungsstärke in 1m Entfernung	100 lx	125 lx	125 lx
Ø Lichtkegel in 1m Entfernung	30 cm	35 cm	35 cm
Leuchtdauer	ca. 3 Std. (Mignon) ca. 1,2 Std. (Ni-Akkus)	ca. 3 Std. (Mignon) ca. 1,2 Std. (Ni-Akkus)	ca. 1,2 Std.
Abmessungen	51/59 mm x 96 mm x 19/27 mm (B x H x T)	60/61 mm x 100 mm x 18/25 mm (B x H x T)	61/70 x 110 mm x 19/28 mm (B x H x T)
Farben	tannengrün, anthrazit, purpur	tannengrün, anthrazit, purpur, weiß	tannengrün, anthrazit
Gehäuse	ABS schlagfest	ABS schlagfest	Alu-Druckguß, wasserdicht
Gewicht	120 g mit Batterie	144 g mit Batterien	230 g mit Akkupack
Zubehör:	Ersatzreflektorlampe Handschlaufe Geschenketui	Ersatzreflektorlampe Lederetui, Geschenketui Gürtelhalter	Ersatzreflektorlampe, Gürtelhalter, Handschlaufe, Ladestation für Netzanschluß (Schnell- und Normalladefunktion) Ni-Adapter

Die lichttechnische Neuheit:
Optisches Modul - multimirror Reflektor
und asphärische Projektionslinse.

